



NAVODILA ZA UPORABO

Ortopedski vložek FITNESS - je namenjen za uporabo v domačih zaprtih in odprtih copatih. V primeru uporabe v odprtih domačih copatih priporočamo nakup kompleta ježkov za pritrditev. Prav tako so primerni za nošnjo v nošnjo v obutvi, ki jo uporabljamo za sproščanje, manj zahtevno rekreacijo in sprehode. Posebej primeren je tudi za starejše aktivne ljudi, ki radi hodijo. Vložki so izdelani iz posebne perforirane pene, ki omogoča dihanje stopala in je antiglivično in antibakterijsko obdelana.

Ortopedski vložek POLETNI & ELEGANTNI - je primeren za nošnjo v natikačih, coklih, poletnih sandalih in v salonarjih. Vložke je potrebno na peti obutve pritrditi z ježki tako da se zadnji del vložka točno prilega opetniku obutve. Priporočamo nakup kompleta ježkov za pritrditev, ki zadošča za 4 pare obutve. Vložek je izdelan iz kvalitetnega govejega boxa, na peti pa je še dodatno oblazinjen s posebno spominsko peno.

Ortopedski vložek KLASIČNI - je primeren za nošnjo v vseh vrstah klasične ženske in moške obutve (čevlji za pomlad in jesen, normalne širine, ne preozki in z maksimalno višino pete 4 centimetre). Izdelan je iz kvalitetnega govejega boxa, peta pa je še dodatno oblazinjena s posebno spominsko peno.

Ortopedski vložek BIO VOLNENI – je namenjen za uporabo v vseh vrstah udobne obutve za osebe, ki imajo težave z vročimi ali hladnimi nogami, s slabo prekrvavitvijo nog ter za osebe, ki cenijo naravne materiale. Narejeni so iz 100% naravne ekološko obdelane volne slovenskega porekla, ki ima BIO certifikat Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu. Volna je odličen toplotni izolator, ščiti pred mrazom in toploto, zato so BIO VOLNENI vložki uporabni tako pozimi kakor tudi poleti. Ima masažni učinek na telo, v kombinaciji s korekcijami stopalnih lokov, ki so vstavljene v vložke, pa tudi pospešuje prekrvavitev v tkivih, blaži revmatske težave, bolečine pri kroničnih obrabah ter izboljšuje občutje po poškodbah. Z njihovo uporabo dosegamo splošno sprostitev.

Ortopedski vložek ŠPORTNI - je primeren za nošnjo v vseh vrstah športne obutve (tenis copatih, copatih za tek, nogometnih čevljih, košarkaških copatih, smučarskih čevljih, rolerjih, drsalkah ipd...). Narejen je iz posebne SHOCKICEL SHOCK pene, ki vrhunsko blaži vse pritiske na okostje, ki prihajajo iz podlage po kateri se gibljemo, obenem pa omogoča visoko prepustnost vlage, tako da v veliki meri zmanjšuje tudi potenje nog pri športu. Pena je tudi antibakterijsko in antiglivično obdelana. V primeru, da je v notranjosti športne obutve vstavljena anatomsko oblikovana pena, se le ta vzame ven in se vložek vstavi na ravno notranjo površino obutve.

Ortopedski vložek DELOVNI - je primeren za nošnjo v vsej vrsti delovne obutve in je namenjen večjim obremenitvam. Narejen je iz posebne perforirane pene, ki je antibakterijsko in antiglivično obdelana in zmanjšuje potenje nog.



Splošna navodila za uporabo:

Vljudno vas prosimo, da pred prvo uporabo ortopedskih vložkov pazljivo preberete navodila za uporabo.

Pred prvo uporabo in nato enkrat mesečno, je priporočljivo ortopedske vložke obeh modelov, ki sta narejena iz usnja, to sta KLASIČNI in POLETNI & ELEGANTNI, zaščititi z impregnacijskim sprejem za usnje, ki usnje zaščiti pred vdorom vlage, potu in umazanije, obenem pa omogoča usnju da nemoteno diha.

Za nadaljnje vzdrževanje obeh usnjenih vložkov, model KLASIČNI in POLETNI & ELEGANTNI, priporočamo tedensko čiščenje usnja s posebnim milom za usnje.

Omenjena čistila lahko naročite pri nas s priloženim prospektom ali pa v naši spletni trgovini www.ortomedica.si.

Vložek model BIO VOLNENI se vzdržuje z čistili za volno.

Ostale modele vložkov FITNESS, ŠPORTNI in DELOVNI lahko perete v pralnem stroju na 30 stopinj, brez mehčalca.

Vložki, ki so narejeni iz usnja, se ne smejo umivati pod vodo ali namakati v vodi. Če se vložki v primeru slabega vremena v obutvi zmočijo, jih je potrebno vzeti iz obutve, posušiti in prezračiti.

Vložke vstavite tako, da je nalepka z oznako modela vložka obrnjena navzgor in da se zadnji petni del vložka prilega na opetnik obutve.

Vložke je potrebno pričeti nositi postopoma!

Zaradi različnih stopenj deformacij in občutljivosti stopalnih mišic je rok prilagajanja na ortopedske vložke različen. Najbolje je, da pričnete z nošnjo vložkov doma, tako da vložke brez težav odstranite iz obutve, ko postanejo moteči.

Priporočamo, da uporabljate vložke prvi dan najdlje 1 uro oziroma manj, dokler ne začutite da so moteči, nato pa vsak dan po 1 uro več. Normalen rok prilagajanja stopalnih lokov je 10 do 15 dni, nato pa jih lahko nosite stalno brez prekinitev, saj se boste z njimi počutili udobneje, noge pa bodo ostajale spočite in razbremenjene.

Za vsa morebitna vprašanja nas pokličite in z veseljem vam bomo odgovorili.

Ortomedica d.o.o., PE Tržaška cesta 40, 2000 Maribor,

Tel.:02/426 05 46, Mob.: 040/386 001, e-mail: info@ortomedica.si

Obiščite tudi našo spletno stran: www.ortopedica.si